

钛特利牙科种植系统 产品目录

**Titlis Dental Implant System
Product Catalogue**

TITLIS DENTAL IMPLANT SYSTEM PRODUCT CATALOGUE // RUI QI MEDICAL TECHNOLOGY

瑞奇医疗科技（嘉兴）有限公司

地址：浙江省中国归谷嘉善科技园C号楼

邮编：314100

电话：+86-573-8401 7851

传真：+86-573-8401 7852

网址：www.ruiqi-medical.com

钛特利®
牙科种植系统

Welcome to Titlis Implant System Catalogue

钛特利®牙科种植体系统由中瑞专家共同研发，其结构设计合理，适合亚洲人群的颌骨特征，临床操作简单，种植体配套工具、基台及附件齐全，方便临床选择和使用。

公司目前拥有一支高素质的技术与管理队伍，瑞士及德国制造的精密生产和检测设备。公司实施严格的质量管理体系，采用瑞士先进的生产技术和管理经验。我们倾力为牙科种植体市场提供安全、可靠、质量和性能优良的产品。

质量和客户的满意是我们永远的追求。



目录 Content

企业简介	5
Section 01 牙科种植体	6
Section 02 覆盖帽 / 愈合基台/愈合帽	24
Section 03 基台	28
Section 04 牙科塑料基底	38
Section 05 颌面螺丝	42
Section 06 转移帽	44
Section 07 替代体	48
Section 08 数字化产品	50
Section 09 种植手术用牙钻	54
Section 10 牙用尺 / 牙科种植用延长器	62
Section 11 螺丝起	64
Section 12 机用螺丝刀	66
Section 13 扭力扳手 / 牙科种植用扭力控制器	68
Section 14 外科工具箱/修复工具箱	70
Section 15 产品索引	72



Titlis
Dental Implant



企业简介
Company Profile

瑞奇医疗科技(嘉兴)有限公司成立于2012年,位于中国归谷嘉善科技园,是一家中瑞合资的国家高新技术企业,从事牙科种植体系列产品的研发、生产、销售、咨询和服务。

我公司的瑞士合资方始建于1959年,是一家为瑞士钟表行业提供精密零部件的生产商。经过几十年的发展,现在是一家欧洲著名的外科、脊柱、口腔系列产品及手术器械的制造商,具有强大的研发、设计团队,先进的精密零部件加工能力及检测设备。合资公司的中方具有三十多年的口腔医疗器械销售和服务经验。

公司已获得 EN ISO13485 医疗器械质量管理体系认证证书,多项口腔植入物相关的三类、二类医疗器械注册证和一类医疗器械备案证,拥有数十项专利证书。

公司秉承“创新发展、品质优先、诚实守信、顾客满意、绿色制造、风险控制”的企业理念,坚持技术创新,性能稳定的产品开发宗旨。

公司多年来与国内外著名口腔医院、临床机构和大学建立了广泛的合作与交流,并开展了多项产品研发、临床试验和动物实验课题。


Quality and customer
satisfaction are our
eternal pursuit



Section 01

牙科种植体

（骨水平）



牙科种植体
（骨水平）



010.3500.08

牙科种植体 骨水平

详细参数 直径a 3.5mm
长度L 8mm



010.3500.10

牙科种植体 骨水平

详细参数 直径a 3.5mm
长度L 10mm



010.3500.12

牙科种植体 骨水平

详细参数 直径a 3.5mm
长度L 12mm



010.3500.14


牙科种植体 骨水平

详细参数 直径a 3.5mm
长度L 14mm

Section 01

牙科种植体

（骨水平）



牙科种植体
（骨水平）



010.4100.08

牙科种植体 骨水平

详细参数 直径a 4.1mm
长度L 8mm



010.4100.10

牙科种植体 骨水平

详细参数 直径a 4.1mm
长度L 10mm



010.4100.12

牙科种植体 骨水平

详细参数 直径a 4.1mm
长度L 12mm



010.4100.14


牙科种植体 骨水平

详细参数 直径a 4.1mm
长度L 14mm

Section 01

牙科种植体

（骨水平）



牙科种植体
（骨水平）



010.4700.08

牙科种植体 骨水平

详细参数 直径a 4.7mm
长度L 8mm



010.4700.10

牙科种植体 骨水平

详细参数 直径a 4.7mm
长度L 10mm



010.4700.12

牙科种植体 骨水平

详细参数 直径a 4.7mm
长度L 12mm



010.4700.14


牙科种植体 骨水平

详细参数 直径a 4.7mm
长度L 14mm

Section 01

牙科种植体

（软组织水平）



牙科种植体
(软组织水平)



020.4148.06

牙科种植体 软组织水平 | 常规颈

详细参数	直径a 4.1mm
长度SLA	6.5mm (骨内植入深度)
平台直径b	4.8mm
穿龈高度GH	1.8mm
总长L	8.3mm



020.4148.08

牙科种植体 软组织水平 | 常规颈

详细参数	直径a 4.1mm
长度SLA	8mm (骨内植入深度)
平台直径b	4.8mm
穿龈高度GH	1.8mm
总长L	9.8mm



020.4148.10

牙科种植体 软组织水平 | 常规颈

详细参数	直径a 4.1mm
长度SLA	10mm (骨内植入深度)
平台直径b	4.8mm
穿龈高度GH	1.8mm
总长L	11.8mm



020.4148.12

牙科种植体 软组织水平 | 常规颈

详细参数	直径a 4.1mm
长度SLA	12mm (骨内植入深度)
平台直径b	4.8mm
穿龈高度GH	1.8mm
总长L	13.8mm



020.4148.14


牙科种植体 软组织水平 | 常规颈

详细参数	直径a 4.1mm
长度SLA	14mm (骨内植入深度)
平台直径b	4.8mm
穿龈高度GH	1.8mm
总长L	15.8mm

Section 01

牙科种植体

（软组织水平）



牙科种植体
（软组织水平）



021.4148.06

牙科种植体 软组织水平 | 常规颈

详细参数	直径a 4.1mm
	长度SLA 6.5mm (骨内植入深度)
	平台直径b 4.8mm
	穿龈高度GH 3mm
	总长L 9.5mm



021.4148.08

牙科种植体 软组织水平 | 常规颈

详细参数	直径a 4.1mm
	长度SLA 8mm (骨内植入深度)
	平台直径b 4.8mm
	穿龈高度GH 3mm
	总长L 11mm



021.4148.10

牙科种植体 软组织水平 | 常规颈

详细参数	直径a 4.1mm
	长度SLA 10mm (骨内植入深度)
	平台直径b 4.8mm
	穿龈高度GH 3mm
	总长L 13mm



021.4148.12

牙科种植体 软组织水平 | 常规颈

详细参数	直径a 4.1mm
	长度SLA 12mm (骨内植入深度)
	平台直径b 4.8mm
	穿龈高度GH 3mm
	总长L 15mm



021.4148.14


牙科种植体 软组织水平 | 常规颈

详细参数	直径a 4.1mm
	长度SLA 14mm (骨内植入深度)
	平台直径b 4.8mm
	穿龈高度GH 3mm
	总长L 17mm

Section 01

牙科种植体

（软组织水平）



牙科种植体
（软组织水平）



020.4748.06

牙科种植体 软组织水平 | 常规颈

详细参数	直径a 4.7mm
长度SLA	6.5mm (骨内植入深度)
平台直径b	4.8mm
穿龈高度GH	1.8mm
总长L	8.3mm



020.4748.08

牙科种植体 软组织水平 | 常规颈

详细参数	直径a 4.7mm
长度SLA	8mm (骨内植入深度)
平台直径b	4.8mm
穿龈高度GH	1.8mm
总长L	9.8mm



020.4748.10

牙科种植体 软组织水平 | 常规颈

详细参数	直径a 4.7mm
长度SLA	10mm (骨内植入深度)
平台直径b	4.8mm
穿龈高度GH	1.8mm
总长L	11.8mm



020.4748.12


牙科种植体 软组织水平 | 常规颈

详细参数	直径a 4.7mm
长度SLA	12mm (骨内植入深度)
平台直径b	4.8mm
穿龈高度GH	1.8mm
总长L	13.8mm

Section 01

牙科种植体

(软组织水平)



牙科种植体
(软组织水平)



021.4748.06

牙科种植体 软组织水平 | 常规颈

详细参数	直径a 4.7mm
	长度SLA 6.5mm (骨内植入深度)
	平台直径b 4.8mm
	穿龈高度GH 3mm
	总长L 9.5mm



021.4748.08

牙科种植体 软组织水平 | 常规颈

详细参数	直径a 4.7mm
	长度SLA 8mm (骨内植入深度)
	平台直径b 4.8mm
	穿龈高度GH 3mm
	总长L 11mm



021.4748.10

牙科种植体 软组织水平 | 常规颈

详细参数	直径a 4.7mm
	长度SLA 10mm (骨内植入深度)
	平台直径b 4.8mm
	穿龈高度GH 3mm
	总长L 13mm



021.4748.12


牙科种植体 软组织水平 | 常规颈

详细参数	直径a 4.7mm
	长度SLA 12mm (骨内植入深度)
	平台直径b 4.8mm
	穿龈高度GH 3mm
	总长L 15mm

Section 01

牙科种植体

(软组织水平)



牙科种植体
(软组织水平)



020.4760.06

牙科种植体 软组织水平 | 宽颈

详细参数	直径a 4.7mm
	长度SLA 6.5mm (骨内植入深度)
	平台直径b 6mm
	穿龈高度GH 1.8mm
	总长L 8.3mm



020.4760.08

牙科种植体 软组织水平 | 宽颈

详细参数	直径a 4.7mm
	长度SLA 8mm (骨内植入深度)
	平台直径b 6mm
	穿龈高度GH 1.8mm
	总长L 9.8mm



020.4760.10

牙科种植体 软组织水平 | 宽颈

详细参数	直径a 4.7mm
	长度SLA 10mm (骨内植入深度)
	平台直径b 6mm
	穿龈高度GH 1.8mm
	总长L 11.8mm



020.4760.12


牙科种植体 软组织水平 | 宽颈

详细参数	直径a 4.7mm
	长度SLA 12mm (骨内植入深度)
	平台直径b 6mm
	穿龈高度GH 1.8mm
	总长L 13.8mm

Section 01

牙科种植体

(软组织水平)



牙科种植体
(软组织水平)



021.4760.06

牙科种植体 软组织水平 | 宽颈

详细参数	直径a 4.7mm
	长度SLA 6.5mm (骨内植入深度)
	平台直径b 6mm
	穿龈高度GH 3mm
	总长L 9.5mm



021.4760.08

牙科种植体 软组织水平 | 宽颈

详细参数	直径a 4.7mm
	长度SLA 8mm (骨内植入深度)
	平台直径b 6mm
	穿龈高度GH 3mm
	总长L 11mm



021.4760.10

牙科种植体 软组织水平 | 宽颈

详细参数	直径a 4.7mm
	长度SLA 10mm (骨内植入深度)
	平台直径b 6mm
	穿龈高度GH 3mm
	总长L 13mm




021.4760.12

牙科种植体 软组织水平 | 宽颈

详细参数	直径a 4.7mm
	长度SLA 12mm (骨内植入深度)
	平台直径b 6mm
	穿龈高度GH 3mm
	总长L 15mm

Section 02
覆盖帽 / 愈合基台
(骨水平)



160.0001.00

覆盖帽 骨水平

详细参数
直径a 2.8mm
高度H 0.2mm



030.3300.25

愈合基台
骨水平

详细参数
直径a 3.3mm
高度H 2.5mm



030.3200.35

愈合基台
骨水平

详细参数
直径a 3.2mm
高度H 3.5mm



030.3200.45

愈合基台
骨水平

详细参数
直径a 3.2mm
高度H 4.5mm



030.3200.60

愈合基台
骨水平

详细参数
直径a 3.2mm
高度H 6mm



030.5600.25

愈合基台
骨水平

详细参数
直径a 5.6mm
高度H 2.5mm



030.5000.35

愈合基台
骨水平

详细参数
直径a 5mm
高度H 3.5mm



030.4800.45

愈合基台
骨水平

详细参数
直径a 4.8mm
高度H 4.5mm



030.4700.60


愈合基台
骨水平

详细参数
直径a 4.7mm
高度H 6mm

Section 02

覆盖帽 / 愈合帽

(软组织水平)



覆盖帽

(软组织水平)

愈合帽

(软组织水平)



040.5300.10

愈合帽	软组织水平 常规颈
详细参数	直径a 5.3mm
	高度H 1mm

*适用于平台直径4.8mm牙科种植体



040.5300.25

愈合帽	软组织水平 常规颈
详细参数	直径a 5.3mm
	高度H 2.5mm

*适用于平台直径4.8mm牙科种植体



040.5300.40

愈合帽	软组织水平 常规颈
详细参数	直径a 5.3mm
	高度H 4mm

*适用于平台直径4.8mm牙科种植体



170.0001.00

覆盖帽	软组织水平 常规颈
详细参数	直径a 3.4mm
	高度H 0.5mm

*适用于平台直径4.8mm牙科种植体



170.0002.00

覆盖帽	软组织水平 宽颈
详细参数	直径a 4.4mm
	高度H 0.5mm

*适用于平台直径6mm牙科种植体



040.6700.10

愈合帽	软组织水平 宽颈
详细参数	直径a 6.7mm
	高度H 1mm

*适用于平台直径6mm牙科种植体



040.6700.25

愈合帽	软组织水平 宽颈
详细参数	直径a 6.7mm
	高度H 2.5mm

*适用于平台直径6mm牙科种植体



040.6700.40


愈合帽	软组织水平 宽颈
详细参数	直径a 6.7mm
	高度H 4mm

*适用于平台直径6mm牙科种植体

Section 03

基台（骨水平）

- 直基台



直基台
(骨水平)



050.3520.45

直基台	骨水平 含中央螺钉
详细参数	直径a 3.5mm 基台高度AH 4.5mm 穿龈高度GH 2mm
固位方式	粘接固位



050.3530.45

直基台	骨水平 含中央螺钉
详细参数	直径a 3.5mm 基台高度AH 4.5mm 穿龈高度GH 3mm
固位方式	粘接固位



050.3540.45

直基台	骨水平 含中央螺钉
详细参数	直径a 3.5mm 基台高度AH 4.5mm 穿龈高度GH 4mm
固位方式	粘接固位



050.3520.60

直基台	骨水平 含中央螺钉
详细参数	直径a 3.5mm 基台高度AH 6mm 穿龈高度GH 2mm
固位方式	粘接固位



050.3530.60

直基台	骨水平 含中央螺钉
详细参数	直径a 3.5mm 基台高度AH 6mm 穿龈高度GH 3mm
固位方式	粘接固位





050.3540.60

直基台	骨水平 含中央螺钉
详细参数	直径a 3.5mm 基台高度AH 6mm 穿龈高度GH 4mm
固位方式	粘接固位

Section 03

基台（骨水平）

- 直基台



直基台
(骨水平)



050.5020.45

直基台	骨水平 含中央螺钉
详细参数	直径a 5mm 基台高度AH 4.5mm 穿龈高度GH 2mm
固位方式	粘接固位



050.5030.45

直基台	骨水平 含中央螺钉
详细参数	直径a 5mm 基台高度AH 4.5mm 穿龈高度GH 3mm
固位方式	粘接固位



050.5040.45

直基台	骨水平 含中央螺钉
详细参数	直径a 5mm 基台高度AH 4.5mm 穿龈高度GH 4mm
固位方式	粘接固位



050.5020.60

直基台	骨水平 含中央螺钉
详细参数	直径a 5mm 基台高度AH 6mm 穿龈高度GH 2mm
固位方式	粘接固位



050.5030.60

直基台	骨水平 含中央螺钉
详细参数	直径a 5mm 基台高度AH 6mm 穿龈高度GH 3mm
固位方式	粘接固位





050.5040.60

直基台	骨水平 含中央螺钉
详细参数	直径a 5mm 基台高度AH 6mm 穿龈高度GH 4mm
固位方式	粘接固位

Section 03

基台（骨水平）

- 角度基台



角度基台,20°
(骨水平)



051.3520.55

角度基台,20° 骨水平
含中央螺钉

详细参数 直径a 3.5mm
基台高度AH 5.5mm
穿龈高度GH 2mm

固位方式 粘接或螺丝固位



051.3530.55

角度基台,20° 骨水平
含中央螺钉

详细参数 直径a 3.5mm
基台高度AH 5.5mm
穿龈高度GH 3mm

固位方式 粘接或螺丝固位



051.3540.55

角度基台,20° 骨水平
含中央螺钉

详细参数 直径a 3.5mm
基台高度AH 5.5mm
穿龈高度GH 4mm

固位方式 粘接或螺丝固位



051.3520.70

角度基台,20° 骨水平
含中央螺钉

详细参数 直径a 3.5mm
基台高度AH 7mm
穿龈高度GH 2mm

固位方式 粘接或螺丝固位



051.3530.70

角度基台,20° 骨水平
含中央螺钉

详细参数 直径a 3.5mm
基台高度AH 7mm
穿龈高度GH 3mm

固位方式 粘接或螺丝固位



051.3540.70

角度基台,20° 骨水平
含中央螺钉


详细参数 直径a 3.5mm
基台高度AH 7mm
穿龈高度GH 4mm

固位方式 粘接或螺丝固位

Section 03

基台（骨水平）

- 角度基台



角度基台,20°
(骨水平)



051.5020.55

角度基台,20°	骨水平 含中央螺钉
详细参数	直径a 5mm 基台高度AH 5.5mm 穿龈高度GH 2mm
固位方式	粘接或螺丝固位



051.5030.55

角度基台,20°	骨水平 含中央螺钉
详细参数	直径a 5mm 基台高度AH 5.5mm 穿龈高度GH 3mm
固位方式	粘接或螺丝固位



051.5040.55

角度基台,20°	骨水平 含中央螺钉
详细参数	直径a 5mm 基台高度AH 5.5mm 穿龈高度GH 4mm
固位方式	粘接或螺丝固位



051.5020.70

角度基台,20°	骨水平 含中央螺钉
详细参数	直径a 5mm 基台高度AH 7mm 穿龈高度GH 2mm
固位方式	粘接或螺丝固位



051.5030.70

角度基台,20°	骨水平 含中央螺钉
详细参数	直径a 5mm 基台高度AH 7mm 穿龈高度GH 3mm
固位方式	粘接或螺丝固位





051.5040.70

角度基台,20°	骨水平 含中央螺钉
详细参数	直径a 5mm 基台高度AH 7mm 穿龈高度GH 4mm
固位方式	粘接或螺丝固位

Section 03

基台（软组织水平）

- 直基台 / 角度基台



直基台
(软组织水平)

直基台
(软组织水平)

角度基台,20°
(软组织水平)



060.3400.20

直基台
软组织水平 | 常规颈
含中央螺钉

详细参数
直径a 3.4mm
基台高度AH 2mm

固位方式
螺丝固位

*适用于平台直径4.8mm牙科种植体



061.3400.55

直基台
软组织水平 | 常规颈
含中央螺钉

详细参数
直径a 3.4mm
基台高度AH 5.5mm

固位方式
粘接固位

*适用于平台直径4.8mm牙科种植体



062.3400.55

角度基台,20°
软组织水平 | 常规颈
含中央螺钉

详细参数
直径a 3.4mm
基台高度AH 5.5mm

固位方式
粘接或螺丝固位

*适用于平台直径4.8mm牙科种植体



060.4400.20

直基台
软组织水平 | 宽颈
含中央螺钉

详细参数
直径a 4.4mm
基台高度AH 2mm

固位方式
螺丝固位

*适用于平台直径6mm牙科种植体



061.4400.55

直基台
软组织水平 | 宽颈
含中央螺钉

详细参数
直径a 4.4mm
基台高度AH 5.5mm

固位方式
粘接固位

*适用于平台直径6mm牙科种植体



062.4400.55

角度基台,20°
软组织水平 | 宽颈
含中央螺钉

详细参数
直径a 4.4mm
基台高度AH 5.5mm


固位方式
粘接或螺丝固位

*适用于平台直径6mm牙科种植体

Section 04

牙科塑料基底

（骨水平）



牙科塑料基底



301.4900.10

牙科塑料基底
骨水平

详细参数
高度H 10mm

* 适用于直径3.5mm的直基台/冠用



302.4900.10

牙科塑料基底
骨水平

详细参数
高度H 10mm

* 适用于直径3.5mm的直基台/桥用



301.6100.10

牙科塑料基底
骨水平

详细参数
高度H 10mm

* 适用于直径5mm的直基台/冠用



302.6100.10

牙科塑料基底
骨水平

详细参数
高度H 10mm

* 适用于直径5mm的直基台/桥用

Section 04

牙科塑料基底（软组织水平）



305.5100.10

牙科塑料基底	详细参数
软组织水平 常规颈	高度H 10mm

* 适用于常规颈螺丝固位直基台060.3400.20 / 冠用



306.5100.10

牙科塑料基底	详细参数
软组织水平 常规颈	高度H 10mm

* 适用于常规颈螺丝固位直基台060.3400.20 / 桥用



305.6600.10

牙科塑料基底	详细参数
软组织水平 宽颈	高度H 10mm

* 适用于宽颈螺丝固位直基台060.4400.20 / 冠用



306.6600.10

牙科塑料基底	详细参数
软组织水平 宽颈	高度H 10mm

* 适用于宽颈螺丝固位直基台060.4400.20 / 桥用



303.5100.10

牙科塑料基底	详细参数
软组织水平 常规颈	高度H 10mm

* 适用于常规颈粘接固位直基台061.3400.55 / 冠用



304.5100.10

牙科塑料基底	详细参数
软组织水平 常规颈	高度H 10mm

* 适用于常规颈粘接固位直基台061.3400.55 / 桥用



303.6600.10

牙科塑料基底	详细参数
软组织水平 宽颈	高度H 10mm

* 适用于宽颈粘接固位直基台061.4400.55 / 冠用



304.6600.10

牙科塑料基底	详细参数
软组织水平 宽颈	高度H 10mm


* 适用于宽颈粘接固位直基台061.4400.55 / 桥用

Section 05

颌面螺丝



颌面螺丝



颌面螺丝
(软组织水平)



220.2100.52

颌面螺丝

详细参数

长度L 5.2mm

* 适用于角度基台



221.3200.40

颌面螺丝

软组织水平

详细参数

长度L 4mm

适用于软组织水平螺丝固位直基台

060.3400.20 / 060.4400.20

Section 06

转移帽

(骨水平)



转移帽
(骨水平 / 短款 / 开窗式)

转移帽
(骨水平 / 长款 / 开窗式)

转移帽
(骨水平 / 闭窗式)

110.4500.16

转移帽	骨水平
	短款 / 开窗式 / 含中央螺栓
详细参数	直径a 4.5mm
	长度L 14.9mm

112.4500.16

转移帽	骨水平
	长款 / 开窗式 / 含中央螺栓
详细参数	直径a 4.5mm
	长度L 18.9mm


111.4500.18

转移帽	骨水平
	闭窗式 / 含中央螺栓
详细参数	直径a 4.5mm
	长度L 14.9mm

Section 06

转移帽

(软组织水平)



120.5200.13

转移帽 软组织水平 | 常规颈
短款 / 开窗式 / 含中央螺栓

详细参数 直径a 5.2mm
长度L 11mm

* 适用于平台直径4.8mm牙科种植体/替代体



122.5200.13

转移帽 软组织水平 | 常规颈
长款 / 开窗式 / 含中央螺栓

详细参数 直径a 5.2mm
长度L 15mm

* 适用于平台直径4.8mm牙科种植体/替代体



121.5200.15

转移帽 软组织水平 | 常规颈
闭窗式 / 含中央螺栓

详细参数 直径a 5.2mm
长度L 11mm

* 适用于平台直径4.8mm牙科种植体/替代体



120.6500.13

转移帽 软组织水平 | 宽颈
短款 / 开窗式 / 含中央螺栓

详细参数 直径a 6.5mm
长度L 10.7mm

* 适用于平台直径6mm牙科种植体/替代体



122.6500.13

转移帽 软组织水平 | 宽颈
长款 / 开窗式 / 含中央螺栓

详细参数 直径a 6.5mm
长度L 14.7mm

* 适用于平台直径6mm牙科种植体/替代体



121.6500.15



转移帽 软组织水平 | 宽颈
闭窗式 / 含中央螺栓

详细参数 直径a 6.5mm
长度L 10.7mm


* 适用于平台直径6mm牙科种植体/替代体

Section 07

替代体



替代体
(骨水平)



替代体
(软组织水平)



100.3300.12

替代体	详细参数
骨水平	直径a 3.3mm
	长度L 12mm
	平台直径b 3.3mm



080.4148.12

替代体	详细参数
软组织水平 常规颈	直径a 4.1mm
	长度L 11.8mm
	平台直径b 4.8mm



080.4760.14

替代体	详细参数
软组织水平 宽颈	直径a 4.7mm
	长度L 13.8mm
	平台直径b 6mm

Section 08

数字化产品（骨水平）



HPLA-0311 (GB-B_TTL-BL)

个性化基台及螺钉

抗旋

详细参数

直径a 4.2mm

穿龈高度GH 0.5mm

修复高度AH 4~8mm



RPLA-0311N (GBN-B_TTL-BL)

个性化基台及螺钉

非抗旋

详细参数

直径a 4.2mm

穿龈高度GH 0.5mm

修复高度AH 4~8mm



SC-S1-4.0 (SC-S1-4.0_TTL-BL)

牙科种植扫描体

详细参数

直径a 4mm

高度H 10mm



SC-S2-4.0 (SC-S2-4.0_TTL-BL)

牙科种植扫描体

详细参数

直径a 4mm

高度H 15mm



AN-D/3.5 (AN-D/3.5_TTL-BL)

替代体

详细参数

直径a 3.5mm

长度L 11mm



HTZ1-0311 (TTL-BL)

可切削基台钛柱及螺钉

详细参数

直径a 10mm



Section 08

数字化产品（软组织水平）



HPLA-0311 (GB-B_TTL-TL-48)

个性化基台及螺钉	详细参数
常规颈 抗旋	直径a 5.5mm
	修复高度AH 4~8mm



HPLA-0311 (GB-B_TTL-TL-60)

个性化基台及螺钉	详细参数
宽颈 抗旋	直径a 6.7mm
	修复高度AH 4~8mm



SC-B-4.0 (SC-B-4.0_TTL-TL-48)

牙科种植扫描体	详细参数
常规颈	直径a 4mm
	高度H 10mm



SC-B-4.5 (SC-B-4.5_TTL-TL-60)

牙科种植扫描体	详细参数
宽颈	直径a 4.5mm
	高度H 10mm



AN-D/4.0 (AN-D/4.0_TTL-TL-48)

替代体	详细参数
常规颈	直径a 4mm
	长度L 11mm



AN-D/4.5 (AN-D/4.5_TTL-TL-60)

替代体	详细参数
宽颈	直径a 5mm
	长度L 11mm



HTZ1-0311 (TTL-TL-48)

可切削基台钛柱及螺钉	详细参数
常规颈	直径a 10mm



HTZ1-0311 (TTL-TL-60)

可切削基台钛柱及螺钉	详细参数
宽颈	直径a 10mm


Section 09-1

种植手术用牙钻

- 研磨钻



种植手术用牙钻
(研磨钻)



种植手术用牙钻
(研磨钻)



180.1800.33

种植手术用牙钻
研磨钻

详细参数
长度L 33mm



181.1500.33

种植手术用牙钻
研磨钻

详细参数
直径a 1.5mm
长度L 33mm



181.2300.33

种植手术用牙钻
研磨钻

详细参数
直径a 2.3mm
长度L 33mm



181.3500.33


种植手术用牙钻
研磨钻

详细参数
直径a 3.5mm
长度L 33mm


Section 09-2

种植手术用牙钻

- 先锋钻 / 扩孔钻



种植手术用牙钻
(先锋钻)



种植手术用牙钻
(扩孔钻)



182.2000.33

种植手术用牙钻
先锋钻

详细参数

直径a 2.0mm
长度L 33mm



182.2000.41

种植手术用牙钻
先锋钻

详细参数

直径a 2.0mm
长度L 41mm



183.2800.33

种植手术用牙钻
扩孔钻

详细参数

直径a 2.8mm
长度L 33mm



183.2800.41

种植手术用牙钻
扩孔钻

详细参数

直径a 2.8mm
长度L 41mm



183.3400.33

种植手术用牙钻
扩孔钻

详细参数

直径a 3.4mm
长度L 33mm



183.3400.41

种植手术用牙钻
扩孔钻

详细参数

直径a 3.4mm
长度L 41mm



183.4000.33

种植手术用牙钻
扩孔钻

详细参数

直径a 4.0mm
长度L 33mm



183.4000.41

种植手术用牙钻
扩孔钻


详细参数

直径a 4.0mm
长度L 41mm


Section 09-3

种植手术用牙钻

- 成型钻



种植手术用牙钻
(成型钻)



种植手术用牙钻
(成型钻)



184.3400.26

种植手术用牙钻
成型钻

详细参数

直径a 3.4mm
长度L 26mm



184.3400.33

种植手术用牙钻
成型钻

详细参数

直径a 3.4mm
长度L 33mm



184.4000.26

种植手术用牙钻
成型钻

详细参数

直径a 4.0mm
长度L 26mm



184.4000.33

种植手术用牙钻
成型钻

详细参数

直径a 4.0mm
长度L 33mm



184.4600.26

种植手术用牙钻
成型钻

详细参数

直径a 4.6mm
长度L 26mm



184.4600.33

种植手术用牙钻
成型钻


详细参数

直径a 4.6mm
长度L 33mm


Section 09-4

种植手术用牙钻

- 机用攻丝钻



种植手术用牙钻
(机用攻丝钻)



种植手术用牙钻
(机用攻丝钻)



185.3500.23

种植手术用牙钻
机用攻丝钻

详细参数

直径a 3.5mm

长度L 23mm



185.3500.33

种植手术用牙钻
机用攻丝钻

详细参数

直径a 3.5mm

长度L 33mm



185.3500.41

种植手术用牙钻
机用攻丝钻

详细参数

直径a 3.5mm

长度L 41mm



185.4100.23

种植手术用牙钻
机用攻丝钻

详细参数

直径a 4.1mm

长度L 23mm



185.4100.33

种植手术用牙钻
机用攻丝钻

详细参数

直径a 4.1mm

长度L 33mm



185.4100.41

种植手术用牙钻
机用攻丝钻

详细参数

直径a 4.1mm

长度L 41mm



185.4700.23

种植手术用牙钻
机用攻丝钻

详细参数

直径a 4.7mm

长度L 23mm



185.4700.33

种植手术用牙钻
机用攻丝钻

详细参数

直径a 4.7mm

长度L 33mm



185.4700.41

种植手术用牙钻
机用攻丝钻


详细参数

直径a 4.7mm


长度L 41mm

Section 10

牙用尺 / 牙科种植用延长器



牙用尺



牙科种植用延长器



190.1900.28

牙用尺

详细参数

直径a 1.9mm

长度L 28mm



191.2700.26

牙用尺

详细参数

直径a 2.7mm

长度L 26mm



191.3300.26

牙用尺

详细参数

直径a 3.3mm

长度L 26mm



191.3900.26

牙用尺

详细参数

直径a 3.9mm

长度L 26mm



260.4500.29

牙科种植用延长器


详细参数

直径a 4.5mm


长度L 29mm

Section 11

螺丝起



螺丝起



螺丝起



130.0000.13

螺丝起

详细参数

长度L 13mm



130.0000.19

螺丝起

详细参数

长度L 19mm



130.0000.25

螺丝起

详细参数

长度L 25mm



145.0000.14

螺丝起

详细参数

长度L 14.2mm



145.0000.19

螺丝起

详细参数

长度L 19.2mm



145.0000.24

螺丝起

详细参数

长度L 24.2mm



145.0000.33


螺丝起

详细参数

长度L 33.2mm

Section 12

机用螺丝刀



机用螺丝刀



机用螺丝刀



131.0000.20

机用螺丝刀

详细参数 长度L 20mm



131.0000.26

机用螺丝刀

详细参数 长度L 26mm



131.0000.32

机用螺丝刀

详细参数 长度L 32mm



141.0000.26

机用螺丝刀

详细参数 长度L 26mm



141.0000.32


机用螺丝刀

详细参数 长度L 32mm

Section 13

扭力扳手 /

牙科种植用扭力控制器




153.6000.78

扭力扳手

详细参数

长度L 78mm

角度 60°



253.1045.00

牙科种植用扭力控制器

详细参数

扭矩 10~45N·cm

Section 14

外科工具盒/修复工具盒



090.0029.00

外科工具盒

详细参数	长度L 188mm
	宽度W 138mm
	高度H 60mm



090.0028.00

修复工具盒

详细参数	长度L 140mm
	宽度W 95mm
	高度H 60mm

Section 15

产品索引

* 按参考编号排序

产品型号 / 货号	产品名称	产品描述	材料	页码
010.3500.08	牙科种植体	骨水平, 直径3.5mm, 长度8mm	纯钛	7
010.3500.10	牙科种植体	骨水平, 直径3.5mm, 长度10mm	纯钛	7
010.3500.12	牙科种植体	骨水平, 直径3.5mm,长度12mm	纯钛	7
010.3500.14	牙科种植体	骨水平, 直径3.5mm, 长度14mm	纯钛	7
010.4100.08	牙科种植体	骨水平, 直径4.1mm, 长度8mm	纯钛	9
010.4100.10	牙科种植体	骨水平, 直径4.1mm, 长度10mm	纯钛	9
010.4100.12	牙科种植体	骨水平, 直径4.1mm, 长度12mm	纯钛	9
010.4100.14	牙科种植体	骨水平, 直径4.1mm, 长度14mm	纯钛	9
010.4700.08	牙科种植体	骨水平, 直径4.7mm,长度8mm	纯钛	11
010.4700.10	牙科种植体	骨水平, 直径4.7mm, 长度10mm	纯钛	11
010.4700.12	牙科种植体	骨水平, 直径4.7mm, 长度12mm	纯钛	11
010.4700.14	牙科种植体	骨水平, 直径4.7mm,长度14mm	纯钛	11
020.4148.06	牙科种植体	软组织水平, 常规颈, 直径4.1mm, 平台直径 4.8mm, 穿龈高度1.8mm, 骨内植入深度6.5mm, 总长8.3mm	纯钛	13
020.4148.08	牙科种植体	软组织水平, 常规颈, 直径4.1mm, 平台直径 4.8mm, 穿龈高度1.8mm, 骨内植入深度8mm, 总长9.8mm	纯钛	13
020.4148.10	牙科种植体	软组织水平, 常规颈, 直径4.1mm, 平台直径 4.8mm, 穿龈高度1.8mm, 骨内植入深度10mm, 总长11.8mm	纯钛	13

产品型号 / 货号	产品名称	产品描述	材料	页码
020.4148.12	牙科种植体	软组织水平, 常规颈, 直径4.1mm, 平台直径 4.8mm, 穿龈高度1.8mm, 骨内植入深度12mm, 总长13.8mm	纯钛	13
020.4148.14	牙科种植体	软组织水平, 常规颈, 直径4.1mm, 平台直径 4.8mm, 穿龈高度1.8mm, 骨内植入深度14mm, 总长15.8mm	纯钛	13
021.4148.06	牙科种植体	软组织水平, 常规颈, 直径4.1mm, 平台直径 4.8mm, 穿龈高度3mm, 骨内植入深度6.5mm, 总长9.5mm	纯钛	15
021.4148.08	牙科种植体	软组织水平, 常规颈, 直径4.1mm, 平台直径 4.8mm, 穿龈高度3mm, 骨内植入深度8mm, 总长11mm	纯钛	15
021.4148.10	牙科种植体	软组织水平, 常规颈, 直径4.1mm, 平台直径 4.8mm, 穿龈高度3mm, 骨内植入深度10mm, 总长13mm	纯钛	15
021.4148.12	牙科种植体	软组织水平, 常规颈, 直径4.1mm, 平台直径 4.8mm, 穿龈高度3mm, 骨内植入深度12mm, 总长15mm	纯钛	15
021.4148.14	牙科种植体	软组织水平, 常规颈, 直径4.1mm, 平台直径 4.8mm, 穿龈高度3mm, 骨内植入深度14mm, 总长17mm	纯钛	15
020.4748.06	牙科种植体	软组织水平, 常规颈, 直径4.7mm, 平台直径 4.8mm, 穿龈高度1.8mm, 骨内植入深度6.5mm, 总长8.3mm	纯钛	17
020.4748.08	牙科种植体	软组织水平, 常规颈, 直径4.7mm, 平台直径 4.8mm, 穿龈高度1.8mm, 骨内植入深度8mm, 总长9.8mm	纯钛	17
020.4748.10	牙科种植体	软组织水平, 常规颈, 直径4.7mm, 平台直径 4.8mm, 穿龈高度1.8mm, 骨内植入深度10mm, 总长11.8mm	纯钛	17
020.4748.12	牙科种植体	软组织水平, 常规颈, 直径4.7mm, 平台直径 4.8mm, 穿龈高度1.8mm, 骨内植入深度12mm, 总长13.8mm	纯钛	17
021.4748.06	牙科种植体	软组织水平, 常规颈, 直径4.7mm, 平台直径 4.8mm, 穿龈高度3mm, 骨内植入深度6.5mm, 总长9.5mm	纯钛	19
021.4748.08	牙科种植体	软组织水平, 常规颈, 直径4.7mm, 平台直径 4.8mm, 穿龈高度3mm, 骨内植入深度8mm, 总长11mm	纯钛	19
021.4748.10	牙科种植体	软组织水平, 常规颈, 直径4.7mm, 平台直径 4.8mm, 穿龈高度3mm, 骨内植入深度10mm, 总长13mm	纯钛	19
021.4748.12	牙科种植体	软组织水平, 常规颈, 直径4.7mm, 平台直径 4.8mm, 穿龈高度3mm, 骨内植入深度12mm, 总长15mm	纯钛	19
020.4760.06	牙科种植体	软组织水平, 宽颈, 直径4.7mm, 平台直径 6mm, 穿龈高度1.8mm, 骨内植入深度6.5mm, 总长8.3mm	纯钛	21
020.4760.08	牙科种植体	软组织水平, 宽颈, 直径4.7mm, 平台直径 6mm, 穿龈高度1.8mm, 骨内植入深度8mm, 总长9.8mm	纯钛	21
020.4760.10	牙科种植体	软组织水平, 宽颈, 直径4.7mm, 平台直径 6mm, 穿龈高度1.8mm, 骨内植入深度10mm, 总长11.8mm	纯钛	21
020.4760.12	牙科种植体	软组织水平, 宽颈, 直径4.7mm, 平台直径 6mm, 穿龈高度1.8mm, 骨内植入深度12mm, 总长13.8mm	纯钛	21
021.4760.06	牙科种植体	软组织水平, 宽颈, 直径4.7mm, 平台直径 6mm, 穿龈高度3mm, 骨内植入深度6.5mm, 总长9.5mm	纯钛	23

产品型号 / 货号	产品名称	产品描述	材料	页码
021.4760.08	牙科种植体	软组织水平, 宽颈, 直径4.7mm, 平台直径 6mm, 穿龈高度3mm, 骨内植入深度8mm, 总长11mm	纯钛	23
021.4760.10	牙科种植体	软组织水平, 宽颈, 直径4.7mm, 平台直径 6mm, 穿龈高度3mm, 骨内植入深度10mm, 总长13mm	纯钛	23
021.4760.12	牙科种植体	软组织水平, 宽颈, 直径4.7mm, 平台直径 6mm, 穿龈高度3mm, 骨内植入深度12mm, 总长15mm	纯钛	23
030.3200.35	愈合基台	骨水平, 直径3.2mm, 高度3.5mm	钛合金	25
030.3200.45	愈合基台	骨水平, 直径3.2mm, 高度4.5mm	钛合金	25
030.3200.60	愈合基台	骨水平, 直径3.2mm, 高度6mm	钛合金	25
030.3300.25	愈合基台	骨水平, 直径3.3mm, 高度2.5mm	钛合金	25
030.4700.60	愈合基台	骨水平, 直径4.7mm, 高度6mm	钛合金	25
030.4800.45	愈合基台	骨水平, 直径4.8mm, 高度4.5mm	钛合金	25
030.5000.35	愈合基台	骨水平, 直径5mm, 高度3.5mm	钛合金	25
030.5600.25	愈合基台	骨水平, 直径5.6mm, 高度2.5mm	钛合金	25
040.5300.10	愈合帽	直径5.3mm, 高度1mm, 适用于平台直径4.8mm的软组织水平牙科种植体	钛合金	27
040.5300.25	愈合帽	直径5.3mm, 高度2.5mm, 适用于平台直径4.8mm的软组织水平牙科种植体	钛合金	27
040.5300.40	愈合帽	直径5.3mm, 高度4mm, 适用于平台直径4.8mm的软组织水平牙科种植体	钛合金	27
040.6700.10	愈合帽	直径6.7mm, 高度1mm, 适用于平台直径6mm的软组织水平牙科种植体	钛合金	27
040.6700.25	愈合帽	直径6.7mm, 高度2.5mm, 适用于平台直径6mm的软组织水平牙科种植体	钛合金	27
040.6700.40	愈合帽	直径6.7mm, 高度4mm, 适用于平台直径6mm的软组织水平牙科种植体	钛合金	27
050.3520.45	直基台	骨水平, 粘接固位, 直径3.5mm, 基台高度4.5mm, 穿龈高度2mm	钛合金	29
050.3520.60	直基台	骨水平, 粘接固位, 直径3.5mm, 基台高度6mm, 穿龈高度2mm	钛合金	29
050.3530.45	直基台	骨水平, 粘接固位, 直径3.5mm, 基台高度4.5mm, 穿龈高度3mm	钛合金	29

产品型号 / 货号	产品名称	产品描述	材料	页码
050.3530.60	直基台	骨水平, 粘接固位, 直径3.5mm, 基台高度6mm, 穿龈高度3mm	钛合金	29
050.3540.45	直基台	骨水平, 粘接固位, 直径3.5mm, 基台高度4.5mm, 穿龈高度4mm	钛合金	29
050.3540.60	直基台	骨水平, 粘接固位, 直径3.5mm, 基台高度6mm, 穿龈高度4mm	钛合金	29
050.5020.45	直基台	骨水平, 粘接固位, 直径5mm, 基台高度4.5mm, 穿龈高度2mm	钛合金	31
050.5020.60	直基台	骨水平, 粘接固位, 直径5mm, 基台高度6mm, 穿龈高度2mm	钛合金	31
050.5030.45	直基台	骨水平, 粘接固位, 直径5mm, 基台高度4.5mm, 穿龈高度3mm	钛合金	31
050.5030.60	直基台	骨水平, 粘接固位, 直径5mm, 基台高度6mm, 穿龈高度3mm	钛合金	31
050.5040.45	直基台	骨水平, 粘接固位, 直径5mm, 基台高度4.5mm, 穿龈高度4mm	钛合金	31
050.5040.60	直基台	骨水平, 粘接固位, 直径5mm, 基台高度6mm, 穿龈高度4mm	钛合金	31
051.3520.55	角度基台,20°	骨水平, 粘接或螺丝固位, 直径3.5mm, 基台高度5.5mm, 穿龈高度2mm	钛合金	33
051.3520.70	角度基台,20°	骨水平, 粘接或螺丝固位, 直径3.5mm, 基台高度7mm, 穿龈高度2mm	钛合金	33
051.3530.55	角度基台,20°	骨水平, 粘接或螺丝固位, 直径3.5mm, 基台高度5.5mm, 穿龈高度3mm	钛合金	33
051.3530.70	角度基台,20°	骨水平, 粘接或螺丝固位, 直径3.5mm, 基台高度7mm, 穿龈高度3mm	钛合金	33
051.3540.55	角度基台,20°	骨水平, 粘接或螺丝固位, 直径3.5mm, 基台高度5.5mm, 穿龈高度4mm	钛合金	33
051.3540.70	角度基台,20°	骨水平, 粘接或螺丝固位, 直径3.5mm, 基台高度7mm, 穿龈高度4mm	钛合金	33
051.5020.55	角度基台,20°	骨水平, 粘接或螺丝固位, 直径5mm, 基台高度5.5mm, 穿龈高度2mm	钛合金	35
051.5020.70	角度基台,20°	骨水平, 粘接或螺丝固位, 直径5mm, 基台高度7mm, 穿龈高度2mm	钛合金	35
051.5030.55	角度基台,20°	骨水平, 粘接或螺丝固位, 直径5mm, 基台高度5.5mm, 穿龈高度3mm	钛合金	35
051.5030.70	角度基台,20°	骨水平, 粘接或螺丝固位, 直径5mm, 基台高度7mm, 穿龈高度3mm	钛合金	35
051.5040.55	角度基台,20°	骨水平, 粘接或螺丝固位, 直径5mm, 基台高度5.5mm, 穿龈高度4mm	钛合金	35

产品型号 / 货号	产品名称	产品描述	材料	页码
051.5040.70	角度基台,20°	骨水平, 粘接或螺丝固位, 直径5mm, 基台高度7mm, 穿龈高度4mm	钛合金	35
060.3400.20	直基台	螺丝固位, 直径3.4mm, 高度2mm, 适用于平台直径4.8mm的软组织水平牙科种植体	钛合金	37
060.4400.20	直基台	螺丝固位, 直径4.4mm, 高度2mm, 适用于平台直径6mm的软组织水平牙科种植体	钛合金	37
061.3400.55	直基台	粘接固位, 直径3.4mm, 高度5.5mm, 适用于平台直径4.8mm的软组织水平牙科种植体	钛合金	37
061.4400.55	直基台	粘接固位, 直径4.4mm, 高度5.5mm, 适用于平台直径6mm的软组织水平牙科种植体	钛合金	37
062.3400.55	角度基台,20°	粘接或螺丝固位, 直径3.4mm, 高度5.5mm, 适用于平台直径4.8mm的软组织水平牙科种植体	钛合金	37
062.4400.55	角度基台,20°	粘接或螺丝固位, 直径4.4mm, 高度5.5mm, 适用于平台直径6mm的软组织水平牙科种植体	钛合金	37
080.4148.12	替代体	软组织水平, 直径4.1mm, 长度11.8mm, 平台直径4.8mm	钛合金	49
080.4760.14	替代体	软组织水平, 直径4.7 mm, 长度13.8mm, 平台直径6mm	钛合金	49
090.0028.00	修复工具箱	长度140mm, 宽度95mm, 高度60mm	塑料	67
090.0029.00	外科工具箱	长度188mm, 宽度138mm, 高度60mm	塑料	67
100.3300.12	替代体	骨水平, 直径3.3mm, 长度12mm	钛合金	49
110.4500.16	转移帽	开窗式, 短款, 直径4.5mm, 长度14.9mm, 适用于骨水平牙科种植体/替代体	钛合金	45
111.4500.18	转移帽	闭窗式, 直径4.5mm, 长度14.9mm, 适用于骨水平牙科种植体/替代体	钛合金	45
112.4500.16	转移帽	开窗式, 长款, 直径4.5mm, 长度18.9mm, 适用于骨水平牙科种植体/替代体	钛合金	45
120.5200.13	转移帽	开窗式, 短款, 直径5.2mm, 长度11mm, 适用于平台直径4.8mm的软组织水平牙科种植体/替代体	钛合金	47
120.6500.13	转移帽	开窗式, 短款, 直径6.5mm, 长度10.7mm, 适用于平台直径6mm的软组织水平牙科种植体/替代体	钛合金	47
121.5200.15	转移帽	闭窗式, 直径5.2mm, 长度11mm, 适用于平台直径4.8mm的软组织水平牙科种植体/替代体	钛合金	47
121.6500.15	转移帽	闭窗式, 直径6.5mm, 长度10.7mm, 适用于平台直径6mm的软组织水平牙科种植体/替代体	钛合金	47
122.5200.13	转移帽	开窗式, 长款, 直径5.2mm, 长度15mm, 适用于平台直径4.8mm的软组织水平牙科种植体/替代体	钛合金	47
122.6500.13	转移帽	开窗式, 长款, 直径6.5mm, 长度14.7mm, 适用于平台直径6mm的软组织水平牙科种植体/替代体	钛合金	47

产品型号 / 货号	产品名称	产品描述	材料	页码
130.0000.13	螺丝起	长度13mm	不锈钢	61
130.0000.19	螺丝起	长度19mm	不锈钢	61
130.0000.25	螺丝起	长度25mm	不锈钢	61
131.0000.20	机用螺丝刀	长度20mm	不锈钢	63
131.0000.26	机用螺丝刀	长度26mm	不锈钢	63
131.0000.32	机用螺丝刀	长度32mm	不锈钢	63
141.0000.26	机用螺丝刀	长度26mm	不锈钢	63
141.0000.32	机用螺丝刀	长度32mm	不锈钢	63
145.0000.14	螺丝起	长度14.2mm	不锈钢	61
145.0000.19	螺丝起	长度19.2mm	不锈钢	61
145.0000.24	螺丝起	长度24.2mm	不锈钢	61
145.0000.33	螺丝起	长度33.2mm	不锈钢	61
153.6000.78	扭力扳手	长度78mm, 角度60 °	不锈钢	65
160.0001.00	覆盖帽	骨水平, 直径2.8mm, 高度0.2mm	钛合金	24
170.0001.00	覆盖帽	直径3.4mm, 高度0.5mm, 适用于平台直径4.8mm的软组织水平牙科种植体	钛合金	26
170.0002.00	覆盖帽	直径4.4mm, 高度0.5mm, 适用于平台直径6mm的软组织水平牙科种植体	钛合金	26
180.1800.33	种植手术用牙钻	研磨钻, 长度33mm	不锈钢	51
181.1500.33	种植手术用牙钻	研磨钻, 直径1.5mm, 长度33mm	不锈钢	51
181.2300.33	种植手术用牙钻	研磨钻, 直径2.3mm, 长度33mm	不锈钢	51
181.3500.33	种植手术用牙钻	研磨钻, 直径3.5mm, 长度33mm	不锈钢	51
182.2000.33	种植手术用牙钻	先锋钻, 直径2.0mm, 长度33mm	不锈钢	53
182.2000.41	种植手术用牙钻	先锋钻, 直径2.0mm, 长度41mm	不锈钢	53
183.2800.33	种植手术用牙钻	扩孔钻, 直径2.8mm, 长度33mm	不锈钢	53
183.2800.41	种植手术用牙钻	扩孔钻, 直径2.8mm, 长度41mm	不锈钢	53
183.3400.33	种植手术用牙钻	扩孔钻, 直径3.4mm, 长度33mm	不锈钢	53
183.3400.41	种植手术用牙钻	扩孔钻, 直径3.4mm, 长度41mm	不锈钢	53
183.4000.33	种植手术用牙钻	扩孔钻, 直径4.0mm, 长度33mm	不锈钢	53
183.4000.41	种植手术用牙钻	扩孔钻, 直径4.0mm, 长度41mm	不锈钢	53
184.3400.26	种植手术用牙钻	成型钻, 直径3.4mm, 长度26mm	不锈钢	55
184.3400.33	种植手术用牙钻	成型钻, 直径3.4mm, 长度33mm	不锈钢	55

产品型号 / 货号	产品名称	产品描述	材料	页码
184.4000.26	种植手术用牙钻	成型钻, 直径4.0mm, 长度26mm	不锈钢	55
184.4000.33	种植手术用牙钻	成型钻, 直径4.0mm, 长度33mm	不锈钢	55
184.4600.26	种植手术用牙钻	成型钻, 直径4.6mm, 长度26mm	不锈钢	55
184.4600.33	种植手术用牙钻	成型钻, 直径4.6mm, 长度33mm	不锈钢	55
185.3500.23	种植手术用牙钻	机用攻丝钻, 直径3.5mm, 长度23mm	不锈钢	56
185.3500.33	种植手术用牙钻	机用攻丝钻, 直径3.5mm, 长度33mm	不锈钢	56
185.3500.41	种植手术用牙钻	机用攻丝钻, 直径3.5mm, 长度41mm	不锈钢	56
185.4100.23	种植手术用牙钻	机用攻丝钻, 直径4.1mm, 长度23mm	不锈钢	57
185.4100.33	种植手术用牙钻	机用攻丝钻, 直径4.1mm, 长度33mm	不锈钢	57
185.4100.41	种植手术用牙钻	机用攻丝钻, 直径4.1mm, 长度41mm	不锈钢	57
185.4700.23	种植手术用牙钻	机用攻丝钻, 直径4.7mm, 长度23mm	不锈钢	57
185.4700.33	种植手术用牙钻	机用攻丝钻, 直径4.7mm, 长度33mm	不锈钢	57
185.4700.41	种植手术用牙钻	机用攻丝钻, 直径4.7mm, 长度41mm	不锈钢	57
190.1900.28	牙用尺	直径1.9mm, 长度28mm	钛合金	59
191.2700.26	牙用尺	直径2.7mm, 长度26mm	钛合金	59
191.3300.26	牙用尺	直径3.3mm, 长度26mm	钛合金	59
191.3900.26	牙用尺	直径3.9mm, 长度26mm	钛合金	59
220.2100.52	颌面螺丝	长度5.2mm, 适用于角度基台	钛合金	43
221.3200.40	颌面螺丝	长度4mm, 适用于软组织水平螺丝固位直基台060.3400.20 / 060.4400.20	钛合金	43
253.1045.00	牙科种植用扭力控制器	扭矩10~45N·cm	不锈钢	65
260.4500.29	牙科种植用延长器	直径4.5mm, 长度29mm	不锈钢	59
301.4900.10	牙科塑料基底	高度10mm, 骨水平, 适用于直径3.5mm的直基台/冠用	POM	39
301.6100.10	牙科塑料基底	高度10mm, 骨水平, 适用于直径5mm的直基台/冠用	POM	39
302.4900.10	牙科塑料基底	高度10mm, 骨水平, 适用于直径3.5mm的直基台/桥用	POM	39
302.6100.10	牙科塑料基底	高度10mm, 骨水平, 适用于直径5mm的直基台/桥用	POM	39
303.5100.10	牙科塑料基底	高度10mm, 适用于软组织水平常规颈粘接固位直基台061.3400.55 / 冠用	POM	40

产品型号 / 货号	产品名称	产品描述	材料	页码
303.6600.10	牙科塑料基底	高度10mm, 适用于软组织水平宽颈粘接固位直基台061.4400.55 / 冠用	POM	41
304.5100.10	牙科塑料基底	高度10mm, 适用于软组织水平常规颈粘接固位直基台061.3400.55 / 桥用	POM	40
304.6600.10	牙科塑料基底	高度10mm, 适用于软组织水平宽颈粘接固位直基台061.4400.55 / 桥用	POM	41
305.5100.10	牙科塑料基底	高度10mm, 适用于软组织水平常规颈螺丝固位直基台060.3400.20 / 冠用	POM	40
305.6600.10	牙科塑料基底	高度10mm, 适用于软组织水平宽颈螺丝固位直基台060.4400.20 / 冠用	POM	41
306.5100.10	牙科塑料基底	高度10mm, 适用于软组织水平常规颈螺丝固位直基台060.3400.20 / 桥用	POM	40
306.6600.10	牙科塑料基底	高度10mm, 适用于软组织水平宽颈螺丝固位直基台060.4400.20 / 桥用	POM	41
HPLA-0311 (GB-B_TTL-BL)	个性化基台及螺钉	骨水平, 抗旋, 直径4.2mm, 穿龈高度0.5mm, 修复高度4~8mm	钛合金	50
RPLA-0311N (GBN-B_TTL-BL)	个性化基台及螺钉	骨水平, 非抗旋, 直径4.2mm, 穿龈高度0.5mm, 修复高度4~8mm	钛合金	50
HPLA-0311 (GB-B_TTL-TL-48)	个性化基台及螺钉	软组织水平, 常规颈, 抗旋, 直径5.5mm, 修复高度4~8mm	钛合金	52
HPLA-0311 (GB-B_TTL-TL-60)	个性化基台及螺钉	软组织水平, 宽颈, 抗旋, 直径6.7mm, 修复高度4~8mm	钛合金	52
SC-S1-4.0 (SC-S1-4.0_TTL-BL)	牙科种植扫描体	骨水平, 直径4mm, 高度10mm	钛合金	50
SC-S2-4.0 (SC-S2-4.0_TTL-BL)	牙科种植扫描体	骨水平, 直径4mm, 高度15mm	钛合金	50
SC-B-4.0 (SC-B-4.0_TTL-TL-48)	牙科种植扫描体	软组织水平, 常规颈, 直径4mm, 高度10mm	钛合金	52
SC-B-4.5 (SC-B-4.5_TTL-TL-60)	牙科种植扫描体	软组织水平, 宽颈, 直径4.5mm, 高度10mm	钛合金	52
AN-D/3.5 (AN-D/3.5_TTL-BL)	替代体	骨水平, 直径3.5mm, 长度11mm	不锈钢	51
AN-D/4.0 (AN-D/4.0_TTL-TL-48)	替代体	软组织水平, 常规颈, 直径4mm, 长度11mm	不锈钢	53
AN-D/4.5 (AN-D/4.5_TTL-TL-60)	替代体	软组织水平, 宽颈, 直径5mm, 长度11mm	不锈钢	53
HTZ1-0311 (TTL-BL)	可切削基台钛柱及螺钉	骨水平, 直径10mm	钛合金	51
HTZ1-0311 (TTL-TL-48)	可切削基台钛柱及螺钉	软组织水平, 常规颈, 直径10mm	钛合金	53
HTZ1-0311 (TTL-TL-60)	可切削基台钛柱及螺钉	软组织水平, 宽颈, 直径10mm	钛合金	53



Titlis Dental Implant System Product Catalogue

001.0007.08

**Quality and customer
satisfaction are our
eternal pursuit**



Rui Qi Medical Technology (Jiaxing) Co., Ltd.

Building C, Guigu Industrial Park
Jiashan 314100, Zhejiang Province
China

Tel: +86-573-8401 7851
Fax: +86-573-8401 7852
www.ruiqi-medical.com